


# Malhas cirúrgicas

Malha cirúrgica para reparação de hérnias. Construída em polipropileno monofilamento não absorvível.







### Sistema indutor valvulado de Catéter

Kit introdutor de catéteres com válvula anti-refluxo e derivação lateral com chave de três vias. Construído em poliuretano biocompatível.

ICB-0610F - Sistema Introdutor de Cateter 06 FR x 10 cm (Com capa protetora)

ICB-0610 - Sistema Introdutor de Cateter 06 FR x 10 cm

ICB-0710F - Sistema Introdutor de Cateter 07 FR x 10 cm (Com capa protetora)

ICB-0710 - Sistema Introdutor de Cateter 07 FR x 10 cm

ICB-0810F - Sistema Introdutor de Cateter 08 FR x 10 cm (Com capa protetora)

ICB-0810 - Sistema Introdutor de Cateter 08 FR x 10 cm

ICB-8510F - Sistema Introdutor de Cateter 05 FR x 10 cm (Com capa protetora)

ICB-8510 - Sistema Introdutor de Cateter 05 FR x 10 cm



## Catéter de Termo Diluição

Cateter de termodiluição para medir o volume minuto cardíaco. Construído em poliuretano biocompatível. Marcas de profundidade em centímetros. Excelente simetria do balão. Compatível com a maioria dos monitores utilizados para débito cardíaco.



CATER-450	CATER-470
Largo Util (cm)	90
Número de Lúmenes	4
Calibre en Fr.	5
Medida de Introductor Requerido (Fr.)	6
Volumen del Balón	0,75
Tiempo de Desinflado Max (s)	5
Resistencia del Termistor a 37° C (ohms)	14 k
Frecuencia Natural (Hz)	32





# Catéter Venoso Central de Inserção Periférica – PICC

Kit de catéter venoso central de inserção periférica (PICC) Construído em silicone biocompatível diminuindo riscos de infecção. Asa de fixação móvel. Marcas de profundidade em centímetros. Disponível em uma via ou dupla via.

	_		
Cat. N°	Diâmetro (fr)	Comprimento (cm)	Conteúdo
CCIPU-0230	2	30	Cateter PICC Mandril Agulha peel off Derivação lateral para irrigação Tampa/s intermitentes Lâmina de bisturi Seringa de 5 cc com agulha hipodérmica Apósito transparente hipoalergênico
CCIPU-0360	3	60	
CCIPU-0460	4	60	
CCIPU-0560	5	60	
CCIPU-0660	6	60	
CCIPD-0360	3	60	
CCIPD-0460	4	60	
CCIPD-0560	5	60	





#### Catéter Venoso Central

Kit de acesso venoso central 1 lúmen (UNILUM S), 2 lúmens (BILUM S) e 3 lúmens (TRILUM S), Modelo adulto e pediátrico. Sistema Seldinger de colocação. Fioguia angiográfico com nitinol que evita marcas e dobraduras facilitando a colocação do catéter. Aleta móvel de fixação. Catéter com extremo mole que reduz possíveis traumas na colocação. Construídos em poliuretano biocompatível. Marcas de profundidade em centímetros. Opcional: com seringa valvulada de introdução.



CÓDIGO	CALIBRE	COMPRIMENTO ÚTIL	N° DE LÚMENS
DSB-0413	4 fr	13 cm	2
DSB-0430	4 fr	30 cm	2
DSB-0508	5 fr	8 cm	2
DSB-0513	5 fr	13 cm	2
DSB-0520	5 fr	20 cm	2
DSB-0530	5 fr	30 cm	2
DSB-0720	7 fr	20 cm	2
TSB-0720	fr	20 cm	3





CNPJ: 04.339.229/0001-06

Estrada do Dendê, 2.000 - Moneró - Rio de Janeiro/RJ

Contato: 21 - 2467-4043 / E-mail: <a href="mailto:vendas@interquality.net">vendas@interquality.net</a>

INTER QUALITY Site: www.interquality.net